

RIDUCE TONIFICA E POTENZIA placche sinergiche

cod. 3145

Dimensioni in mm L480 x P440 x H1140



Memory Card 9465

élite Resolution Body Shape Up System è un'apparecchiatura computerizzata in grado di selezionare 6 tipi d'onde elettriche differenti, che possono essere combinate tra loro, dando la possibilità di scegliere tra diversi programmi corpo. L'apparecchiatura si avvale dell'uso sinergico degli Ultrasuoni, della corrente elettrolipolitica e dei Raggi Infrarossi, per un'azione più completa, più profonda ed efficace sugli accumuli adiposi localizzati, sulla lipodistrofia cellulitica, sulla ritenzione idrica e sul rilassamento cutaneo. *élite Resolution Body Shape Up System* permette all'operatore di trattare in simultanea o singolarmente più inestetismi sulla stessa cliente, inoltre per facilitare l'applicazione degli elettrodi l'apparecchiatura consente di visualizzare sul display la giusta posizione in cui dovranno essere posizionati. L'utilizzo di *élite Resolution Body Shape Up System* crea una visibile riduzione del tessuto adiposo e della cellulite* con un'eccellente tonificazione muscolare e cutanea.




cod. 9038

- ULTRASUONI 2MHz
- ELETTROLIPOLISI
- INFRAROSSI
- ELETTRO
RIMODELLAMENTO
- ULTRASUONI
MANUALE 800kHz

ULTRASUONI 2MHz

Trattamento Adipe

Vengono impiegati per combattere la componente fibro-sclerotica della cellulite*, creare un innalzamento della temperatura aumentando così la velocità delle reazioni metaboliche adipose (aumentando quindi l'azione di lipolisi) e per modificare il pH locale e la permeabilità delle membrane cellulari. Il tutto grazie alle notevoli forze di accelerazione alle quali le particelle dei tessuti sono sottoposte al passaggio dell'onda ultrasonica.



ULTRASUONI 800kHz

Trattamento Adipe


Il manipolo 800 kHz viene utilizzato per trattare i piccoli accumuli localizzati o per effettuare un trattamento più intenso solo sulle zone interessate. L'ultrasuono 800 kHz favorisce una maggiore permeabilità delle cellule adipose i cui contenuti (acidi grassi), una volta "sgretolati", vengono poi immessi nel sistema circolatorio locale e smaltiti attraverso il circuito linfatico e urinario.



ELETTROLIPOLISI

Trattamento Cellulite* / Adipe


L'Elettrolipolisi innesca un aumento dell'attività cellulare, vivifica la circolazione sanguigna, favorisce gli scambi cellulari e comporta la combustione locale dei grassi. Questa sinergia di azioni è in grado di riattivare tutte le zone in cui si accumulano degli ammassi adiposi (fianchi, ventre, ginocchia, cosce) e associando diversi fattori, si rivela indispensabile per rivalizzare le zone cellulitiche in cui il sangue circola male.



ELETTRO RIMODELLAMENTO

Trattamento Tonificante


L'elettrostimolazione, agisce selettivamente sui distretti muscolari egevolando il modellamento nelle zone desiderate. Questo trattamento abbinato all'Ultrasuono permette, attraverso la contrazione muscolare, di effettuare il consumo dei grassi resi disponibili dalla disaggregazione per effetto dell'Ultrasuono all'interno della cellula adiposa, favorendo quindi un minor ristagno al termine del trattamento.



INFRAROSSI

Trattamento Snellente

L'irradiazione fotobiologica degli Infrarossi emana calore solo quando raggiunge il pannicolo adiposo. L'innalzamento della temperatura, con conseguente aumento dell'attività enzimatica, favorisce la lipolisi locale, sciendendo i trigliceridi di deposito in acidi grassi e glicerolo per immetterli nel torrente sanguigno ed essere metabolizzati e consumati come fonte energetica dell'attività contrattile muscolare.



ULTRASUONI • INFRAROSSI • ELETTRO RIMODELLAMENTO / ELETTROLIPOLISI

•• sinergie ••

Ultrasuoni, Infrarossi ed **Elettrolipolisi**



L'associazione Ultrasuoni - Elettrolipolisi e infrarosso è una delle migliori e più potenti sinergie per combattere l'adiposità localizzata e la cellulite* in quanto gli Ultrasuoni agiscono bene sulle cellule adipose, ma ancor meglio sulla componente fibrosa della cellulite*; l'Elettrolipolisi agisce sull'adipe, ma soprattutto sulla componente liquida e sulla microcircolazione: insieme agiscono su tutte le componenti della cellulite* sinergizzandosi e potenziandosi a vicenda.



Ultrasuoni, Infrarossi ed **Elettro Rimodellamento**



I vantaggi dell'associazione tra Ultrasuoni/infrarossi ed elettro rimodellamento sono dovuti al fatto che gli Ultrasuoni hanno un'attività lipolitica (sarebbe più esatto dire lipoforetica, cioè mobilizzano i grassi dall'interno della cellula adiposa e li riversano nel sangue). La contrazione muscolare, soprattutto se vengono stimulate le fibre muscolari rosse, utilizza i grassi per attingere l'energia per la contrazione, quindi consuma i grassi che altrimenti circolerebbero e si depositerebbero nuovamente.



cod. 9038 Placca • cod. 9020 Elettrodo in silicone

Ultrasuoni mono testina



Manipolo mono testina per trattare aree meno estese con maggior precisione e intensità.



cod. 9660/TIT manipolo

Optional Ultrasuoni 4 testine



Le 4 testine agiscono in maniera sinergica. L'ampiezza del manipolo permette di trattare aree più estese in minor tempo.



OPTIONAL cod. 9655/TIT manipolo

TOUCH SCREEN 10" LCD DISPLAY

CAPILLARE CONSULTAZIONE DI PROGRAMMI E TRATTAMENTI

Permette di visualizzare immagini, programmi, dati cliente, parametri e percorsi di lavoro garantendo una consultazione capillare dei trattamenti e di tutte le funzioni.



iSol.
SPECIAL BEAUTY

Bendaggi monouso

ISO.BE.030 CF
ALGA FUCUS E
SALI DEL MAR
MORTO
Drenante, Cellulite*
Adipe

ISO.BE.025CF
ACIDO
IALURONICO
Tonificante,
elasticizzante

ISO.BE.050CF
VITAMIN
Microcircolo, adipe,
elasticizzante

ISO.BE.040CF
REDUCING
Effetto snellente

ISO.FOAM.150 - 150ml
CLEANSING
SOFT MOUSSE
Detergente
Dermocompatibile
viso&corpo

ISO.SCRUB.200 - 250ml
JOJOBA FACE
& BODY
SCRUB
Scrub in gel ai
microgranuli di Jojoba

ISO.GEL.100 - 500ml
GEL PER
ULTRASUONI
CORPO
Innovativo Gel a base
di fosfatidilcolina

ISO.LIPO.100 - 1000ml
CELL-LIPO
GEL
Gel conduttore cellulite*
e adipe con Guarana'

ISO.TONE.200 - 1000ml
DRENA-TONE
GEL
Gel conduttore effetto
tonificante riattivante

MANTENIMENTO

ISO.BODY.100
Airless 200ml
**HYDRABODY
CELL**
Emulsione corpo
cellulite* / idratante

ISO.BODY.200
Airless 200ml
**HYDRABODY
FIT**
Emulsione corpo effetto
tonificante / idratante
con Fieno Greco