

DEPILAZIONE PROGRESSIVA CON AGO FLASH

Le 10 versioni delle apparecchiature ad ago Overline sono efficaci soluzioni di depilazione progressiva, per risolvere ogni problematica. Complete e uniche nel loro genere, sono in grado, in poche sedute, di ridurre i peli superflui in modo rapido e soprattutto indolore.

cod. 670

Dimensioni in mm L610 x P490 x H1210



Memory Card 9467

- AGO FLASH
- SUPER FLASH
- SUPER FLASH 3
- BLEND
- Elettrolisi

- PINZA
- DERM
- SENSE

elimina*
in modo progressivo
la crescita dei peli superflui

AGO FLASH

Si avvale della termolisi che, sfrutta le proprietà vibratorie della corrente ad alta frequenza per generare nei tessuti il calore necessario alla distruzione delle pareti del follicolo e della papilla dermica.

SUPER FLASH

È una variante del metodo Ago. Sfrutta un dispositivo automatico di controllo ed emette brevissimi impulsi di corrente a elevata intensità per esaltare l'efficacia del trattamento, senza alcun dolore. La variante Super Flash 3 emette tre rapidi impulsi ed è l'ideale per i peli più ostinati.



SUPER FLASH 3

È un'alternativa al metodo FLASH. Emette tre brevissimi impulsi di corrente (millisecondi) e offre eccellenti risultati nel trattamento dei peli ostinati, senza sensazioni dolorose.

INNOVATIVO SISTEMA "SENSE"



Sistema automatico senza l'utilizzo del pedale. Quando l'ago raggiunge il bulbo pilifero, automaticamente l'apparecchiatura emette la scarica elettrica, contestualmente a una segnalazione acustica, mentre sul display si visualizza il riempimento dell'indicatore sferico dell'idratazione.



Aghi non isolati • cod. 9177-K3 0,075 mm • cod. 9178-K4 0,102 mm • cod. 9178-K5 0,127 mm



cod. 9152 - Manipolo porta aghi con Led • cod. 9200 - Pedale

BLEND

Utilizza una miscela di correnti a bassa intensità combinando l'azione distruttiva dell'elettrolisi con la rapidità d'azione della termolisi.

ELETTROLISI

Utilizza una corrente costante immessa nel follicolo del pelo per mezzo dell'ago, creando la formazione di idrossido di sodio che, grazie all'azione caustica, provoca la distruzione dei tessuti alla radice del pelo. È un metodo insostituibile nei casi di follicoli distorti.



cod. 9015 - Placca • cod. 9372 - Cavetto



cod. 9040 - Fascia in caucciù

PINZA

Utilizza il pelo come conduttore per portare corrente ad alta frequenza verso la papilla dermica e distruggerla, senza uso di aghi e senza dolore.



cod. 9171 Manipolo Pinza

DERM

È utile nei trattamenti pre/post depilatori. Grazie all'effetto anaforico veicola prodotti anestetici e/o ritardanti la crescita del pelo e favorisce l'inserimento dell'ago. Utilizza l'effetto della cataforesi post depilatoria per reidratare i tessuti ed elimina il bruciore e l'arrossamento della pelle.




cod. 9379 Manipolo Derm

PERSONALIZZA L'APPARECCHIATURA

OVERLINE DISEGNA LE SUE APPARECCHIATURE SU MISURA PER TE

ALL'AGO FLASH SI POSSONO AGGIUNGERE UNO O PIÙ TRATTAMENTI PER SODDISFARE LE ESIGENZE DI OGNI OPERATRICE

QUESTA APPARECCHIATURA E' DISPONIBILE IN 7 COMBINAZIONI, SCEGLI TRA:



(optional)

softCUCH

Elettrodi puntiforme monouso



(ogni confezione contiene 50 pz.)

**PER ELETTRO DEPILAZIONE PROFESSIONALE
ACCIAIO D'ALTISSIMA QUALITÀ**

CARATTERISTICHE:

- isolamento dello stelo per trattamenti con metodologie termiche ad elevata potenza, isolamento dello stelo in film plastico PTFE.
- materiale inossidabile per garantire una costante erogazione di corrente per tutta la durata del trattamento
- punta trafilata al diamante per una perfetta inserzione
- massima flessibilità dello stelo
- sterilizzazione per ciascun ago, confezionato singolarmente

ISOLATI:

K3.9191



∅0,075 mm
peli viso

K4.9192



∅0,102 mm
pelo medio

K5.9193



∅0,127 mm
pelo medio robusto

NON ISOLATI:

K3.9177



∅0,075 mm
peli viso

K4.9178



∅0,102 mm
pelo medio

K5.9179



∅0,127 mm
pelo medio robusto



Esalta i benefici dei trattamenti Overline

ISO.FOAM.150 - 150ml
**CLEANSING
SOFT MOUSSE**
Detergente
Dermocompatibile
viso&corpo

ISO.SCRUB.200 - 250ml
**JOJOBA FACE
& BODY
SCRUB**
Scrub in gel ai
microgranuli di Jojoba

