



- **Con Carrello**
- **Ripiano** (optional)
- **Cassetto** (optional)

cod. **726-18**

Dimensioni in mm L610 x P490 x H1210



Memory Card 9467

Elettro Rimodellamento cellulite*

È un apparecchio di nuova concezione controllato da un microprocessore d'ultima generazione in grado di selezionare 6 tipi d'onde elettriche differenti che possono essere combinate tra loro, dando la possibilità di poter scegliere dei programmi differenti fra viso e corpo. L'apparecchio, il più completo per offrire trattamenti estetici mirati, sfrutta le proprietà delle onde elettriche. Nella sua memoria sono già inseriti 22 programmi suddivisi in: 4 per la cellulite*, 4 di tonificazione del corpo donna, 5 per la tonificazione del corpo uomo, 6 di drenaggio linfatico per il miglioramento circolatorio locale, 3 programmi dedicati al viso. Il tutto per un approccio totale del problema estetico d'ogni cliente. Inoltre consente una notevole riduzione dei tempi di lavoro e con un risultato estetico migliore e, per alcuni aspetti, già valutabile dopo le prime sedute.

Su *Xilia Cellulite* 18* è possibile programmare con estrema semplicità diverse miscele di onde, frequenze, tempi d'impulso e di pausa, dando la possibilità di trattare le problematiche di ogni singola cliente con programmi personalizzati. Inoltre, per facilitare l'applicazione degli elettrodi, l'apparecchiatura *Xilia Cellulite* 18* permette di visualizzare sul display la corretta posizione.

XILIA WAVE MODELING



- **Carrello** (optional)
- **Ripiano** (optional)
- **Cassetto** (optional)

cod. **721-8**

Dimensioni in mm L610 x P490 x H1210



Memory Card 9467

Elettro Rimodellamento massa muscolare

Il principio fisico dell'elettrostimolazione ad impulsi è basato sulle correnti eccitatorie di bassa o media frequenza applicate agli elettrodi, i quali stimolano la contrazione e decontrazione del muscolo interessato. Inoltre, l'effetto "pompa" che si ottiene dal movimento muscolare, favorisce il linfodrenaggio della parte interessata. Con questo apparecchio si possono eseguire trattamenti di elettrostimolazione ad impulsi che agiscono sulle fasce muscolari, producendo positivi effetti riarmonizzanti e tonificanti sul viso e sul corpo. La stimolazione muscolare permette il rassodamento in zone mirate, migliorando la tonicità cutanea e sottocutanea. Per favorire l'azione tonificante questa tecnologia può essere utilizzata in abbinamento a specifici prodotti che non contengano principi con attività farmacologica, favorendone il più rapido assorbimento.

ELETTROLIPOLISI

Elettrolipolisi viso-corpo. Si tratta di una elettroterapia in grado di aggredire il problema della cellulite* e delle adiposità localizzate, quando diversi elementi entrano in causa nella formazione del pannicolo adiposo: fattori ormonali, vascolari e circolatori, alimentari, di vita sedentaria...

ELETTRO RIMODELLAMENTO CELLULITE*

Tonificazione viso-corpo. Il trattamento ha lo scopo di stimolare in modo mirato le strutture muscolari per ottenere un rinforzo dei muscoli e, soprattutto, una tonificazione degli stessi, là dove ci siano problemi specifici.

LINFODRENAGGIO

Sequenziale viso-corpo. Questo trattamento stimola il flusso della linfa migliorandone il transito. Posizionando gli elettrodi in corrispondenza delle stazioni linfonodali si liberano i blocchi che si sono creati e si facilita ulteriormente il passaggio dei liquidi.

VISO SEQUENZIALE

Il trattamento viso è il più complesso e richiede un'attenta valutazione di ogni specifico problema, per individuare il trattamento più adeguato a ciascun cliente. Può risolvere problemi di tono, oppure di ristagno di liquidi, o migliorare il trofismo della cute.

ELETTRO RIMODELLAMENTO MASSA MUSCOLARE

Il trattamento produce una stimolazione muscolare per un lavoro mirato, l'apparecchiatura varia le frequenze e forme d'onda sui diversi tipi di fibre muscolari, permettendo così la perfetta adattabilità del trattamento a tutte le persone che hanno bisogno di un leggero aumento della massa muscolare e di tonificazione.



VEDI PAG. 116



cod. 9029CF - Elettrodi Adesivi Viso • cod. 9369CF Cavetto bifilare



cod. 9012 - Elettrodi in Silicone • cod. 9045 Fascia in para (varie misure)



cod. 9012 - Elettrodi in Silicone • 9012/1 Tasca spugna • cod. 9045 Fascia in para (varie misure)